

## Thermomètre Infratemp 3 - FRAFITO

Le thermomètre sans contact permet de prendre la température à une distance de 4 cm.



**Marque :** FRAFITO

**Référence :** INF003

**Prix :** 36.99€

### Description

## INFRA TEMP 3

L'infratemp 3 est un thermomètre sans contact validé cliniquement. **CARACTÉRISTIQUES :**

- Prise de température frontale à une distance de 4 cm
- Sa technologie sans contact prévient de tout risque de transmission de maladie
- Grand écran multi-couleur rétro éclairé permet d'alerter en cas de fièvre (rétro éclairage rouge ou vert)
- Permet la mesure de la température du corps, du bain ou encore du biberon
- Lumière LED pour utilisation nocturne

- Mémoire : 25 mesures

- Fourni avec 2 piles AAA

- Arrêt automatique (1 min)

### **Fiche technique**

Caractéristiques Techniques du Thermomètre Tempo Laser Infrarouge SPENGLER : Type : Thermomètre sans contact Mesure : Mesure infra rouge Ecran : Ecran rétroéclairé, Indicateur de charge, Mesures, Mémoire Température : Plage de mesure, résolution 0,1°C Corps : 32°C à 42.9°C (89.6°F à 109.2°F) Surface : 0°C à 60°C (32°F à 140°F) Air ambiant : 0°C à 40°C (32°F à 140°F) Distance de mesure : 3 à 5 cm Mémoire : 32 mesures Alimentation : 2 piles alcalines LR6 (AA) 1,5V (1 jeu inclus) Dimension : 175 x 50 x 52mm Poids : 148 g (avec les piles)

### **Télécharger la Fiche Technique**

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)