

Tire lait électrique Swing Maxi Flex double pompage MEDELA

Le Tire lait électrique à double pompage Swing Maxi procure confort et un gain de temps.



Marque : MEDELA

Référence : 040.0009

Points de fidélité offerts : 179

Prix : 210.00€

Description

Tire Lait à double pompage Swing Maxi Flex MEDELA Un gain de temps et une meilleure qualité du lait maternel

Le **Tire lait Swing Maxi à double pompage Flex MEDELA** permet une production accrue de lait à teneur énergétique plus élevée par rapport à un tire-lait simple

Le Tire-lait facile à utiliser et synonyme de gain de temps

Le **tire-lait Swing maxi Flex de Medela** combine la qualité du modèle Swing avec un moteur plus puissant car prévu pour une double expression.

L'expression double peut réduire de moitié le temps d'expression en comparaison de l'expression simple et produit 18 % de lait en plus.

Une production de lait à teneur énergétique plus élevée

Le fait de tirer sur les 2 seins simultanément augmente la qualité énergétique du lait maternel

Contrairement à un tire-lait simple, le **tire-lait Swing maxi de Medela** permet à la mère d'exprimer son lait simultanément sur les deux seins, générant une production plus importante et une teneur énergétique supérieure.

Le tire-lait swing maxi flex double pompage est livré avec : 1 bloc-moteur Swing Maxi 1 adaptateur secteur 2 biberons de 150 ml avec couvercle 2 supports de biberon 2 connecteurs PersonalFit Flex™ 2 téterelles PersonalFit Flex™ en taille 21 mm 2 téterelles PersonalFit Flex™ en taille 24 mm 1 mode d'emploi Swing Flex™ / Swing Maxi Flex™ 1 Quick Card

Fonctionnement du Tire-Lait Swing Maxi Flex de Medela

Le **tire-lait Swing maxi Flex de Medela** se présente sous une forme basique et s'emporte partout.

Il est facile à démonter et réassembler pour le nettoyage et toutes ses pièces peuvent être stérilisées au four à micro-ondes pour plus de commodité.

[Télécharger le mode d'emploi en pdf](#)

Technologie 2-Phase Expression

Avec la technologie 2-Phase Expression de Medela, le tire-lait imite le rythme naturel de succion du bébé qui tète le sein de sa mère et est très agréable à utiliser.

Cette technologie suppose des cycles courts et un rythme soutenu jusqu'à l'initiation de l'écoulement de lait ; un changement s'opère alors et le rythme devient plus lent pour que le lait puisse être exprimé. L'aspiration se contrôle à l'aide des boutons haut/bas afin de maintenir le degré de confort correspondant à un écoulement optimal du lait.



[Lien vers la fiche du produit](#)