

## **Trousse diagnostic mini 3000 HEINE**

La Trousse diagnostic mini 3000 HEINE est une trousse de diagnostic permettant de faire des diagnostics complets..



**Marque :** HEINE

**Référence :** HEID87311021

**Points de fidélité offerts :** 249

**Prix :** 299.00€

### **Options disponibles :**

**OPTION AU CHOIX :** Ootoscope mini 3000, Ootoscope mini 3000 F.O. (+ 40.00€)

## **Description**

Trousse diagnostic mini 3000 HEINE : Trousse diagnostic mini 3000 HEINE

La Trousse diagnostic mini 3000 HEINE est une trousse de diagnostic avec otoscope mini 3000 HEINE et Ophtalmoscope, permettant de faire des diagnostics complets. Livré en trousse pour être facilement transporté.

La **Trousse diagnostic mini 3000 HEINE** comprend :

1 ophtalmoscope et 1 otoscope mini 3000 1 jeu de 4 spéculums réutilisables 10 spéculums à usage unique 1 étui rigide Références disponible : Ootoscope mini 3000 Ootoscope mini 3000 Fibres Optiques Garantie 5 ans (sauf ampoules, batteries rechargeables et produits à usage unique).

**Fabriqué en ALLEMAGNE**



### **Fiche Technique**

**Caractéristiques Techniques de l'Otoscope mini 3000 à Fibres Optiques LED HEINE :** Gestion thermique des LEDs pour la **luminosité constante tout au long de la durée de vie LED** à haute performance : **éclairage lumineux et absolument homogène avec un excellent rendu des couleurs** – température de couleur 4000 K, indice de rendu des couleurs > 95, pour le rendu des couleurs rouge > 90 **Deux fois plus de lumière** en comparaison avec les instruments Xénon Halogène **Indicateur de performance** : L'instrument s'allume à l'intensité lumineuse maximale. Ensuite la luminosité est adaptée au statut de charge actuel de la batterie **La fonction de diminution progressive de la luminosité** signale que les batteries devront bientôt être échangées ou rechargées **Durée d'autonomie jusqu'à 10 heures.** Moins d'échanges de batteries, durée de vie prolongée des accus

[Lien vers la fiche du produit](#)