

Trousse Ophtalmoscope mini 3000 HEINE

La Trousse Ophtalmoscope mini 3000 HEINE, est une trousse compact comprenant un ophtalmoscope mini 3000 avec éclairage conventionnel par lampes XHL Halogène.



Marque : HEINE

Référence : HEID85210021

Points de fidélité offerts : 159

Prix : 213.60€

Description

Trousse Ophtalmoscope mini 3000 HEINE : Trousse Ophtalmoscope mini 3000 HEINE

La Trousse Ophtalmoscope mini 3000 HEINE est idéale lors de visites à domicile chez vos patients, elle contient un Ophtalmoscope de haute qualité en format compact et muni d'un diaphragme.

La poignée de l'ophtalmoscope mini 3000 est résistante aux chocs, robuste, antidérapante et indépendantes de la tête (compatible avec toute la gamme des têtes mini 3000).

Eclairage conventionnel par lampes XHL xénon halogène (lumière blanche concentrée pour un éclairage et des images de qualités) 5 diaphragmes différents : grans spot, petit spot, étoile de fixation, demi lune, filtre vert Plage de correction d'une étendue de -20D à +20D (+1,2,3,4,6,8,10,15,20D -1,2,3,4,6,8,10,15,20D)
Clip de fixation de la tête, avec interrupteur intégré Système optique conventionnel

Garantie : 5 ans

Fiche technique

Caractéristiques techniques de la Trousse Ophtalmoscope mini 3000 HEINE : Eclairage conventionnel par lampes XHL xénon halogène Dimensions poignée seule : longueur 11.5cm, diamètre 2cm Poids 10g
Dimension avec tête : 17 cm Poids avec tête :12 g Alimentation de la poignée : 2 piles AA

[Lien vers la fiche du produit](#)